



Build up Nature mit Signum® composite

Naturähnliches Wachstum mit Komposit

Kombination von pastösen und Flow-Massen ermöglicht charakteristische Strukturen mittels dünner Pinselspitze oder einer Sonde im Wechsel zwischen warmen und hellen Tönen aufzutragen. Die entstehenden Unebenheiten verhelfen zur außergewöhnlich natürlichen Tiefenwirkung der Verblendung.

Opal-Schneiden und -Transpa ergänzen individuelle Formanteile, die im speziellen Finish zu einzigartig- natürlicher Brillanz von Oberflächenstrukturen, Farbe und Gesamteindruck führen.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Build up Nature mit Signum® composite

Naturähnliches Wachstum mit Komposit



Zielgruppe

Jungtechniker und Auszubildene

Kursdauer

1 Tag,
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Referentin

- ZTM Julia Krebs
- Geschäftsführerin ZahnDesignStudio
- Veröffentlichung mehrerer Fachartikel in der Fachzeitschrift: das Dental Labor
- Build up Nature-Schichttechnik



Kursvorbereitung

- keine Vorbereitung notwendig

Im Preis enthalten sind

- Modell
- Gerüst
- Signum Komposit Massen
- Verpflegung während des Kurses

Was zusätzlich mitzubringen ist

- Dünne Sonde
- Malpinsel Gr. 0
- Opaquerpinsel
- Pinsel zum modellieren (z.B. schmaler Glasurpinsel)
- Schleifkörper für Komposit
- Pinzette
- Gummierer
- Polierbürste
- Diamantpolierpaste
- Anmischblock für Komposit
- Einwegpinsel für Haftverbund
- Sonstige Arbeitsinstrumente
- Sauberer breiter Pinsel für „Glasur-Schicht“ (z.B. Opaquerpinsel)

