



Ana(logisch)-Digital „Verblendet“

Der formsichere, rationalisierte Keramikaufbau auf digitaler Basis der Build up Nature Gerüstvorbereitung mit HeraCeram® Zirkonia 750

Durch den bereits digital vorbereiteten Aufbau natürlicher Gerüststrukturen als „Dentinkern“ entsteht, mittels reduziertem Keramikeinsatz, formsicher eine ästhetische Tiefenwirkung und Natürlichkeit in dünnen Schichten, ohne zu schleifen. Durch den gezielten Einsatz intensiver Keramikmassen und/oder Malfarben werden Ästhetik, Farbgebung und Tiefenwirkung unter Anwendung der Build up Nature Schichttechnik komplettiert.

Diese fundamentierte Aufbautechnik ist eine ästhetisch sinnvolle und ergänzende Alternative zur reinen Maltechnik, da das Gerüst komplett mit einer dünnen Keramikschrift überzogen wird.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Ana(logisch)-Digital „Verblendet“

Der formsichere, rationalisierte Keramikaufbau auf digitaler Basis der Build up Nature Gerüstvorbereitung mit HeraCeram® Zirkonia 750



Zielgruppe

Keramiker, die bereits über erste Erfahrungen in ästhetischer Restauration, ggfs. CAD Hintergründe, verfügen.

Kursdauer

1 Tag, von 9:00 bis 17:00 Uhr

Referentin

- ZTM Julia Krebs
- Geschäftsführerin ZahnDesignStudio
- Veröffentlichung mehrerer Fachartikel in der Fachzeitschrift: das Dental Labor
- Build up Nature-Schichttechnik

Kursvorbereitung

- keine Vorbereitung notwendig

Im Preis enthalten sind

- Keramik-Massen des HeraCeram® Systems
- Modell bringt Julia Krebs zum Kurs mit
- Gerüst bringt Julia Krebs zum Kurs mit
- Verpflegung während des Kurses

Was zusätzlich mitzubringen ist

- Pinsel mit sehr dünner, feiner Spitze - schlank, lang und von hoher Elastizität
- persönliche Schicht- und rotierende Werkzeuge für Keramik
- Polier-Werkzeuge und -Material
- Anmischplatte, Klemme, Pinzette
- Polierpaste, Polierbürste
- Gummierer

