



Master Aufstellkonzept Mix & Match mit Fertigstellung

Dieser 2-Tages Kurs führt in alle durch die Kombination der Zahnlinien Mondial, Premium und Idealis möglichen Konzepte ein und es wird in einem ausgewählten Konzept präzise und ästhetisch fertiggestellt.

- » Ausführliche Modellanalyse, Einführung in Anamnese, Fallanalyse und prothetische Indikation.
- » Bilateral balancierte Okklusion oder lingualisierte Okklusion, falls gewünscht Mix & Match.
- » Statische und dynamische Okklusion, Funktionsaspekte.
- » Präzisions-Fertigstellung, Gingivaästhetik, Individualisierung, Remontage, Einschleif-Regeln.
- » Master Expertise für Laboralltag und weiterführender Kurs im Pala Master Fortbildungsprogramm

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Master Aufstell Konzept Mix & Match mit Fertigstellung



Zielgruppe

Zahntechniker mit gutem Basiswissen in der Prothetik

Kursdauer

2 Tage, von 9:00 bis 17:00 Uhr

Referent

- ZTM Dieter Ehret, Altheim
- Mehrjährige Erfahrung als Referent, z. B. bei Kulzer (Hanau), im Schulungszentrum Fundamental (Essen) sowie in privaten Meisterschulen
- Externer Berater für Zahnprojekte und Coach für dentale Weiterbildung

Kursvorbereitung

- Ihre Modelle erhalten Sie ca. 2–3 Wochen vor der Veranstaltung
- Modelle Modelle in den Mittelwertartikulator einstellen

Im Preis enthalten sind

- Zähne
- Verpflegung während des Kurses

Was zusätzlich mitzubringen ist

- Schleifwerkzeuge (für Kunststoff und Metall)
- Poliermittel
- Polierbürsten für das Handstück
- Wachsmesser
- Modellierinstrumente
- Artikulator mit einartikulierten Modellen
- Persönliche Aufstellinstrumente
- bevorzugtes Wachs

